

# FAUTEUILS HOTELIERS & SOINS



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des "manques" en matière d'ergonomie, d'esthétique ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.

## SOMMAIRE

CAREXIA FP

CAREXIA FPE

CAREXIA FPU

CAREXIA FPUÉ

TIM

VELVET

SWANN

NUANCIER





## FAUTEUIL À HAUTEUR FIXE CAREXIA FP

Carexia FP, est un fauteuil de soins aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.



Confortable

Facile d'utilisation

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers



## DIMENSIONS CAREXIA FP

|                     | LONGUEUR                            | LARGEUR                            | HAUTEUR          |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| HORS TOUT           | 76.4 cm (replié)<br>170 cm (ouvert) | 69.5 cm<br>90 cm (avec gouttières) | 130 cm           |
| ASSISE              | 50 cm                               | 57 cm                              | 55 cm sur assise |
| INCLINAISON DOSSIER | 80 à 60°                            |                                    |                  |

POIDS PRODUIT : 65 à 85 Kg en fonction du modèle  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

### Fauteuil de soins polyvalent manuel

- Dossier inclinable de 80 à 60° assisté par ressort à gaz
- Piétement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse Haute Résilience HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1




4 roulettes double galets à freinage indépendant

170 cm



Capot de chassis en ABS avec panier à effets

Repose tête intégré



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière



### Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



ABSINTHE



TOMATE




PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

URBAN  
Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm  
Efficace contre les bactéries (MRSA)  
Sans Phtalates  
Absence de solvants  
Abrasion martindale 100 000 cycles  
Imperméable à l'eau



CLASSEMENT FEU  
M1



ACCESSOIRES



4 roues à commande centralisée Ø 125mm. FPORS1



4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm FPORS2




Barre de poussée et support rouleau FPOBP & FPOSR



Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier. Dossier inclinable jusqu'à la position décline. FPORJ



2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2) FPOSA



Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette TSR2



Coussin repose-tête confort gris. ACC-CTG



Accoudoirs confort (la paire) FPOAC4



Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire) FPOAC3

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  |
|-----------|--|
| FPORS1    | 4 roues à commande centralisée Ø 125 mm  |
| FPORS2    | 4 roues double galets à commande centralisée Ø 150 mm  |
| FPOBP     | Barre de poussée   |
| FPORJ     | Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier<br>Dossier inclinable jusqu'à la position décline |
| FPOSA     | 2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)   |
| TSR2      | Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire)                                |
| TSR4      | Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire)                                |
| ACC-CTG   | Coussin repose-tête confort gris   |
| FPOAC4    | Accoudoirs confort (la paire)  |
| FPOAC3    | Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)                       |
| FPOSR     | Support rouleau papier   |
| FPOGC     | Garniture Ultra Confort<br>Couche de 2 cm de mousse viscoélastique   |
| SUPTAB    | Support I-Pad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec système antivol                                |



## FAUTEUIL À HAUTEUR FIXE CAREXIA FPE

Carexia FPE, est un fauteuil de soins à dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés et aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.



**Confortable**

**Adaptable** nombreuses options disponibles

**Facile d'utilisation** mouvements électriques


**Polyvalent,** Adapté à différents pôles hospitaliers



## DIMENSIONS CAREXIA FPE

|                     | LONGUEUR                            | LARGEUR                            | HAUTEUR          |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| HORS TOUT           | 76.4 cm (replié)<br>170 cm (ouvert) | 69.5 cm<br>90 cm (avec gouttières) | 130 cm           |
| ASSISE              | 50 cm                               | 57 cm                              | 55 cm sur assise |
| INCLINAISON DOSSIER | 8 à 6°                              |                                    |                  |

POIDS PRODUIT : 65 à 85 Kg en fonction du modèle  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

### Fauteuil de soins polyvalent à mouvements électriques

- Piètement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés
- Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse Haute Résilience HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique - Revêtement PVC non feu M1



4 roulettes double galets à freinage indépendant



Capot de chassis en ABS avec panier à effets

Repose tête intégré



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière



### Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



ABSINTHE



TOMATE



PENSÉE



FUCHSIA



PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

URBAN  
Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm  
Efficace contre les bactéries (MRSA)  
Sans Phtalates  
Absence de solvants  
Abrasion martindale 100 000 cycles  
Imperméable à l'eau



CLASSEMENT FEU  
M1



## ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION  |
|------------|--|
| FPORS1     | 4 roues à commande centralisée Ø 125 mm  |
| FPORS2     | 4 roues double galets à commande centralisée Ø 150 mm                                  |
| FPOBP      | Barre de poussée   |
| FPORJL     | Relève jambes long   |
| FPORP      | Repose pieds pour RJ long<br>(incompatible avec FPOAC4)                                |
| FPOCP1     | Mise en position relax puis décline à commande au pied bilatérale.                     |
| FPOSA      | 2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)                                 |
| TSR2       | Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette<br>(FPOSA obligatoire)       |
| TSR4       | Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette<br>(FPOSA obligatoire)       |
| ACC-CTG    | Coussin repose-tête confort gris   |
| FPOAC4     | Accoudoirs confort (la paire)  |
| FPOAC3     | Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire) |
| FPOSR      | Support rouleau papier   |
| FPOGC      | Garniture Ultra Confort<br>Couche de 2 cm de mousse viscoélastique                     |
| FPOLAMP    | Lampe de lecture   |
| FPOBA      | Batterie 2 Ah.   |
| SUP-USB    | Support de charge USB  |
| PROTEC RJL | Protection Crystal amovible pour repose-jambes long                                    |
| PROTEC RP  | Protection Crystal amovible pour repose-pieds  |
| SUPTAB     | Support I-Pad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec système antivol          |



# ACCESSOIRES



4 roues à commande centralisée Ø 125mm.  
FPORS1



4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm  
FPORS2




Barre de poussée et support rouleau  
FPOBP & FPOSR




Relève jambes long & Repose pieds pour RJ long  
(incompatible avec FPOAC4)  
FPORJL & FPORP



Mise en position relax puis décline à commande au pied bilatérale.  
FPOCP1



2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)  
FPOSA



Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette  
(FPOSA obligatoire)  
TSR2



Coussin repose-tête confort gris.  
ACC-CTG



Accoudoirs confort (la paire)  
FPOAC4



Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)  
FPOAC3



Lampe de lecture (incompatible avec SUP-USB)  
FPOLAMP



Support de charge USB (incompatible avec FPOLAMP)  
SUP-USB



Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Facile d'utilisation hauteur variable électrique



FAUTEUIL À HAUTEUR VARIABLE CAREXIA FPU

Carexia FPU, est un fauteuil de soins polyvalent aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.






## DIMENSIONS CAREXIA FPV

|                     | LONGUEUR                            | LARGEUR                            | HAUTEUR          |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| HORS TOUT           | 76.4 cm (replié)<br>170 cm (ouvert) | 73.2 cm<br>90 cm (avec gouttières) | 130 cm           |
| ASSISE              | 50 cm                               | 57 cm                              | 55 cm sur assise |
| INCLINAISON DOSSIER | 80 à 60°                            |                                    |                  |
| HAUTEUR VARIABLE    |                                     |                                    | De 54 à 78 cm    |

PRODUIT POIDS : 65 à 85 Kg en fonction du modèle  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

### Fauteuil de soins à hauteur variable électrique

- Dossier inclinable de 80 à 60° assisté par ressort à gaz
- Piètement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse Haute Résilience HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique - Revêtement PVC non feu M1



4 roulettes double galets à freinage indépendant



Capot de chassis en ABS avec panier à effets



Repose tête intégré



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière

### Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



ABSINTHE



TOMATE



PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

URBAN  
Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm  
Efficace contre les bactéries (MRSA)  
Sans Phtalates  
Absence de solvants  
Abrasion martindale 100 000 cycles  
Imperméable à l'eau



CLASSEMENT FEU  
M1

## ACCESSOIRES



4 roues à commande centralisée Ø 125mm.  
FPORS1




4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm  
FPORS2




Barre de poussée et support  
rouleau  
FPOBP & FPOSR



Relève jambes court assisté et  
synchronisé avec le dossier.  
Dossier inclinable jusqu'à la  
position décline.  
FPORJ



2 emplacements pour tige à  
sérum (obligatoire si TSR2)  
FPOSA



Tige porte sérum amovible 2  
crochets, réglage par molette  
(FPOSA obligatoire)  
TSR2




Coussin repose-tête  
confort gris.  
ACC-CTG



Accoudoirs confort  
(la paire)  
FPOAC4



Accoudoirs forme gouttière  
orientables, relevables et réglables en  
hauteur. (la paire)  
FPOAC3



Support de charge USB (incom-  
patible avec FPOLAMP)  
SUP-USB

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  |
|-----------|--|
| FPORS1    | 4 roues à commande centralisée Ø 125 mm  |
| FPORS2    | 4 roues double galets à commande centralisée Ø 150 mm  |
| FPOBP     | Barre de poussée   |
| FPORJ     | Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier.<br>Dossier inclinable jusqu'à la position décline. |
| FPOSA     | 2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)   |
| TSR2      | Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette<br>(FPOSA obligatoire)                               |
| TSR4      | Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette<br>(FPOSA obligatoire)                               |
| ACC-CTG   | Coussin repose-tête confort gris   |
| FPOAC4    | Accoudoirs confort (la paire)  |
| FPOAC3    | Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en<br>hauteur. (la paire)                      |
| FPOSR     | Support rouleau papier   |
| FPOGC     | Garniture Ultra Confort<br>Couche de 2 cm de mousse viscoélastique   |
| FPOBA     | Batterie 2 Ah.   |
| SUP-USB   | Support de charge USB  |
| SUPTAB    | Support I-Pad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec<br>système antivol                               |





## FAUTEUIL À HAUTEUR VARIABLE CAREXIA FPVE

Carexia FPVE, est un fauteuil de soins à hauteur variable sur colonne électrique, dossier et relève-jambes électrique et aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.



Confortable

Fauteuil tout électrique

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers


Facile d'utilisation Hauteur variable et mouvements électriques

# CAREXIA FPVE

## DIMENSIONS CAREXIA FPVE

|                     | LONGUEUR  | LARGEUR                            | HAUTEUR          |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|
| HORS TOUT           | 76.4 cm (replié)<br>177 cm (ouvert)<br>+ repose-jambes long | 73.2 cm<br>90 cm (avec gouttières) | 130 cm           |
| ASSISE              | 50 cm   | 57 cm                              | 55 cm sur assise |
| INCLINAISON DOSSIER | 80 à 6°   |                                    |                  |
| HAUTEUR VARIABLE    |   |                                    | De 54 à 78 cm    |

POIDS PRODUIT : 65 à 85 Kg en fonction du modèle  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

### Fauteuil de soins à hauteur variable électrique

- Piétement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés
- Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse Haute Résilience HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique - Revêtement PVC non feu M1



4 roulettes double galets à freinage indépendant

Repose tête intégré



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière



Capot de chassis en ABS avec panier à effets



Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande.

### Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



ABSINTHE



TOMATE



PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

URBAN  
Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm  
Efficace contre les bactéries (MRSA)  
Sans Phtalates  
Absence de solvants  
Abrasion martindale 100 000 cycles  
Imperméable à l'eau



CLASSEMENT FEU  
M1



| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION   |
|------------|---|
| FPORS1     | 4 roues à commande centralisée Ø 125 mm   |
| FPORS2     | 4 roues double galets à commande centralisée Ø 150 mm                                     |
| FPOBP      | Barre de poussée  |
| FPORJL     | Relève jambes long  |
| FPORP      | Repose pieds pour RJ long<br>(incompatible avec FPOAC4)                                   |
| FPOCP1     | Mise en position relax puis décline à<br>commande au pied bilatérale.                     |
| FPOCP2     | Hauteur variable à commande supplémentaire au pieds bilatérale                            |
| FPOSA      | 2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)                                    |
| TSR2       | Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette<br>( FPOSA obligatoire)         |
| TSR4       | Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette<br>( FPOSA obligatoire)         |
| ACC-CTG    | Coussin repose-tête confort gris  |
| FPOAC4     | Accoudoirs confort (la paire)   |
| FPOAC3     | Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en<br>hauteur. (la paire) |
| FPOSR      | Support rouleau papier  |
| FPOGC      | Garniture Ultra Confort<br>Couche de 2 cm de mousse viscoélastique                        |
| FPOLAMP    | Lampe de lecture  |
| FPOBA      | Batterie 2 Ah.  |
| SUP-USB    | Support de charge USB   |
| PROTEC RJL | Protection Crystal amovible pour repose-jambes long                                       |
| PROTEC RP  | Protection Crystal amovible pour repose-pieds   |
| SUPTAB     | Support I-Pad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec<br>système antivol          |

## ACCESSOIRES



4 roues à commande centralisée Ø 125mm.  
FPORS1



4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm  
FPORS2




Barre de poussée et support rouleau  
FPOBP & FPOSR




Relève jambes long & Repose pieds pour RJ long  
(incompatible avec FPOAC4)  
FPORJL & FPORP



FPOCP1 & FPOCP2



2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)  
FPOSA



Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette  
(FPOSA obligatoire)  
TSR2



Coussin repose-tête confort gris.  
ACC-CTG




Accoudoirs confort (la paire)  
FPOAC4




Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)  
FPOAC3



Lampe de lecture (incompatible avec SUP-USB)  
FPOLAMP



Support de charge USB (incompatible avec FPOLAMP)  
SUP-USB







## FAUTEUIL MANUEL T I M

**Adaptable**, nombreuses options disponibles

**Polyvalent**, Adapté à différents pôles hospitaliers

**Personnalisable**, choisissez piétements et accoudoirs

**Facile d'utilisation**, positions programmées manuellement



T I M

Le TIM est un fauteuil manuel de repos adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le TIM est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



T I M

## DIMENSIONS TIM

|               | LONGUEUR | LARGEUR                                     | HAUTEUR | PROFONDEUR |
|---------------|----------|---|---------|------------|
| HORS TOUT     | 180 cm   | 72 cm<br>80 cm (avec accoudoirs aluminiums) | 118 cm  | 88 cm      |
| ASSISE        |          | 55 cm                                       | 45 cm   | 50 cm      |
| REPOSE-JAMBES | 40 cm    | 55 cm                                       |         |            |
| DOSSIER       | 80 cm    | 58 cm                                       |         |            |
| REPOSE-TÊTE   |          | 55 cm                                       |         |            |

POIDS PRODUIT : 35 Kg  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 130 Kg



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil manuel avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.

- Relève-buste et repose-jambes assistés synchronisés jusqu'à la position confort
- Le relève-buste s'incline indépendamment jusqu'à la position de récupération
- Châssis en tube d'acier renforcé
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux
- Accoudoirs confortables amovibles
- Assise frontale
- Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise
- Chassis tubulaire :
  - Avant : 2 patins réglables,
  - Arrière : 2 roulettes à freins (Ø50 mm)
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité




Chassis tubulaire : Avant : 2 patins réglables, Arrière : 2 roulettes à freins (Ø50 mm)

Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise



Accoudoirs confortables amovibles



Relève-buste et repose-jambes synchronisés





Appui-tête orientable par système à crémaillère



Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité



Revêtement M2 non feu

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort,ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.



Revêtements Simili : VALENCIA M2

#### APAISANT



GRAPHITE  
107-4003



TAUPE  
107-0034



SISAL  
107-1048



ROSÉ  
107-2114

#### RAFRAICHISSANT



TITAN  
107-4042



NIGHT  
107-2108



TEAL  
107-2119

#### ÉNERGISANT



OLIVE  
107-5001



NECTARINE  
107-6003



SAFRAN  
107-6012

Composition : Vinyl / Urethane Topcoat  
Épaisseur : 1,1 mm  
>300.000 cycles Martindale  
Finitions anti-tâches et résistant  
aux tâches de sulfure  
Efficace contre les bactéries  
Sans Phtalates  
Finition antistatique



CLASSEMENT FEU  
M2



TIM

ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  |
|-----------|--|
| FA007     | Lampe de lecture + Port USB                                      |
| FA021     | Accoudoirs aluminium fixes                                       |
| FA025     | Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm |
| FA030     | Piètement étoile : 3 roues à freins + 2 patins fixes à l'avant   |
| FA019     | Piètement socle en inox Ø 690 mm                                 |
| FA031     | Coussin cylindrique de calage de la nuque                        |
| FA034     | Protection crystal pour relève-jambes                            |





# ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB  
FA007



Accoudoirs aluminium fixes  
FA021



Coussin cylindrique de  
calage de la nuque  
FA031



Piètement tubulaire avec 4  
roulettes à freins indépendants  
Ø50mm  
FA025



Piètement socle en inox  
Ø 690 mm  
FA019



Piètement tubulaire 2  
roulettes arrières + 2 patins  
avant  
FA030



Protection crystal pour  
relève-jambes  
FA034





## FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VELVET

**Adaptable** nombreuses options disponibles

**Polyvalent,** Adapté à différents pôles hospitaliers

**Facile d'utilisation,** positions programmées électriquement

Le VELVET est un fauteuil électrique de repos adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le VELVET est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.





DIMENSIONS VELVET

|               | LONGUEUR                           | LARGEUR   | HAUTEUR                   |
|---------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| HORS TOUT     | 100 cm (replié)<br>185 cm (ouvert) | 82 cm ( avec accoudoirs ALU)<br>74 cm ( avec accoudoirs pleins) | 125 cm en position assise |
| ASSISE        | 50 cm                              | 58 cm   | 50 cm                     |
| REPOSE-JAMBES | 40 cm                              | 55 cm   |                           |
| DOSSIER       | 80 cm                              | 58 cm   |                           |
| REPOSE-TÊTE   |                                    | 55 cm   |                           |

POIDS PRODUIT : 40 Kg  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 160 Kg



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil électrique avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.

- Relève-buste et repose-jambes indépendants électriques.
- Châssis en tube d'acier renforcé, revêtement époxy
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux à déplacement combiné
- Accoudoirs avec rembourrage de 7 cm en mousse HR et "à mémoire de forme" fixés sur structures en aluminium
- Assise frontale
- Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise
- Hauteur fixe
- Piètement étoile sur roulettes ø 75 mm à freins indépendants
- Porte télécommande
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité



Piètement étoile sur roulettes ø 75 mm à freins indépendants

Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise



Relève-buste et repose-jambes indépendants électriques.

Accoudoirs en aluminium avec sangle pour télécommande




# VELUET

Appui-tête orientable par système à crémaillère



Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité



Revêtement M2 non feu

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.



Revêtements Simili : VALENCIA M2

## APAISANT




GRAPHITE  
107-4003



TAUPE  
107-0034



SISAL  
107-1048



ROSÉ  
107-2114

## RAFRAICHISSANT



TITAN  
107-4042



NIGHT  
107-2108



TEAL  
107-2119

## ÉNERGISANT



OLIVE  
107-5001



NECTARINE  
107-6003



SAFRAN  
107-6012

Composition : Vinyl / Urethane Topcoat  
Épaisseur : 1,1 mm  
>300.000 cycles Martindale  
Finitions anti-tâches et résistant  
aux tâches de sulfure  
Efficace contre les bactéries  
Sans Phtalates  
Finition antistatique



CLASSEMENT FEU  
M2





## ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   |
|-----------|---|
| FA006     | Déclive électrique d'urgence sur télécommande                                   |
| FA007     | Lampe de lecture + Port USB   |
| FA0088V   | Supports bilatéraux pour tige porte sérum                                       |
| FA011     | Porte-rouleau de drap d'examen  |
| FA015B    | Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions                                   |
| FA022     | Accoudoirs «pleins» de confort AMOVIBLES (la paire) - Incompatible avec FA018V  |
| FA009P    | Petite tablette repas : 42 x 32 cm (FA018V-D ou FA018V-G obligatoire)           |
| FA009G    | Grande tablette repas : 81 x 41 cm (FA018V-D ou FA018V-G obligatoire)           |
| FA018V-D  | Support pour tablette repas à droite du patient (compatible avec le FA018V-G)   |
| FA018V-G  | Support pour tablette repas à gauche du patient (compatible avec le FA018V-D)   |
| FA025     | Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm                |
| FA033     | Piètement tubulaire 2 roulettes arrières + 2 patins avant                       |
| FA019     | Piètement socle en inox Ø 690 mm  |
| FA031     | Coussin cylindrique de calage de la nuque                                       |
| FA034     | Protection crystal pour relève-jambes   |
| TSR2      | Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FA008VE obligatoire) |
| TSR4      | Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (FA008VE obligatoire) |



## ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB  
FA007



Coussin cylindrique de  
calage de la nuque  
FA031



Déclive électrique  
d'urgence  
sur télécommande  
FA006



Porte-rouleau de drap  
d'examen  
FA011




Accoudoirs aluminium  
escamotables 2 positions  
FA015B



Accoudoirs «pleins» de confort  
AMOVIBLES (la paire) Incompa-  
tible avec FA018V  
FA022



Piètement tubulaire avec 4  
roulettes à freins indépendants  
Ø50mm  
FA025



Piètement tubulaire 2  
roulettes arrières + 2 patins  
avant  
FA033



Piètement socle en inox  
Ø 690 mm  
FA019




Petite tablette repas : 42 x  
32 cm (FA018V obligatoire)  
FA009P



Grande tablette repas : 81 x  
41 cm (FA018V obligatoire)  
FA009G



Support tablette repas seul  
pour VELVET  
FA018V-D ou FA018V-G



Supports bilatéraux pour tige  
porte sérum  
FA008VE



Protection crystal pour  
relève-jambes  
FA034







## FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SWANN

**Adaptable** nombreuses options disponibles

**Polyvalent,** Adapté à différents pôles hospitaliers

**Facile d'utilisation,** positions programmées électriquement

Le SWANN est un fauteuil électrique de soins adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le SWANN est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.


Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



## DIMENSIONS SWANN

|               | LONGUEUR                           | LARGEUR | HAUTEUR                   |
|---------------|------------------------------------|---------|---------------------------|
| HORS TOUT     | 100 cm (replié)<br>185 cm (ouvert) | 80 cm   | 126 cm en position assise |
| ASSISE        | 50 cm                              | 58 cm   | 51 à 78 cm                |
| REPOSE-JAMBES | 40 cm                              | 55 cm   |                           |
| DOSSIER       | 80 cm                              | 58 cm   |                           |
| REPOSE-TÊTE   |                                    | 55 cm   |                           |

POIDS PRODUIT : 80 Kg  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 160 Kg



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil électrique avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.

- Chassis tubulaire à hauteur fixe
- 2 roues arrières Ø 125mm pivotantes, à freins indépendants
- 2 roues avant Ø 125mm non pivotantes
- Déclive d'urgence électrique actionnée par télécommande
- Accoudoirs en aluminium
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- 2 supports pour tige à sérum télescopique
- Relève-buste et relève-jambe électriques
- Poignée de poussée
- Jersey enduit PVC




2 roues arrières Ø 125mm pivotantes, à freins indépendants

2 roues avant Ø 125mm non pivotantes



Accoudoirs en aluminium avec sangle pour télécommande



Déclive d'urgence électrique actionnée par télécommande




# SWANN



Appui-tête orientable par système à crémaillère

Relève-buste et relève-jambe électriques.



Poignée de poussée



Revêtement M2 non feu



2 supports pour tige à sérum télescopique



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.



## Revêtements Simili : VALENCIA M2

### APAISANT




GRAPHITE  
107-4003



TAUPE  
107-0034



SISAL  
107-1048



ROSÉ  
107-2114

### RAFRAICHISSANT



TITAN  
107-4042



NIGHT  
107-2108



TEAL  
107-2119

### ÉNERGISANT



OLIVE  
107-5001



NECTARINE  
107-6003



SAFRAN  
107-6012

Composition : Vinyl / Urethane Topcoat  
Épaisseur : 1,1 mm  
>300.000 cycles Martindale  
Finitions anti-tâches et résistant  
aux tâches de sulfure  
Efficace contre les bactéries  
Sans Phtalates  
Finition antistatique



CLASSEMENT FEU  
M2



## ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION  |
|-----------|--|
| FA007     | Lampe de lecture + Port USB  |
| FA008     | Tige porte sérum   |
| FA010     | Batterie   |
| FA011     | Porte-rouleau de drap d'examen   |
| FA012     | Gouttière pour prélèvement - Dimensions 400/200/40 mm (FA012S + FA015 ou FA015B obligatoire) |
| FA012S    | Supports pour gouttière de prélèvement - La paire (FA015 ou FA015B obligatoire)              |
| FA014     | Hauteur variable électrique  |
| FA014R    | Hauteur variable avec releveur   |
| FA017     | Pédale de déclive aux pieds bi-laterale (Hauteur variable obligatoire FA014)                 |
| FA015     | Accoudoirs escamotables (la paire) 3 positions (FA014 obligatoire)                           |
| FA015B    | Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions  |
| FA009P    | Petite tablette repas : 42 x 32 cm (FA018S-D ou FA018S-G obligatoire)                        |
| FA009G    | Grande tablette repas : 81 x 41 cm (FA018S-D ou FA018S-G obligatoire)                        |
| FA018S-D  | Support pour tablette repas à droite du patient (compatible avec le FA018S-G)                |
| FA018S-G  | Support pour tablette repas à gauche du patient (compatible avec le FA018S-D)                |
| FA026     | Blocage centralisé des roues arrières par pédale Ø 150 mm doubles galets                     |
| FA029     | 2 roues pivotantes à l'avant doubles galets avec freins Ø 100mm                              |
| FA027     | Faisceau lumineux au sol   |
| FA031     | Coussin cylindrique de calage de la nuque  |
| FA034     | Protection crystal amovible pour relève-jambes   |



# ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB  
FA007



Coussin cylindrique de  
calage de la nuque  
FA031




Batterie  
FA010



Petite tablette repas : 42 x  
32 cm (FA018S obligatoire)  
FA009P



Grande tablette repas : 81 x  
41 cm (FA018S obligatoire)  
FA009G



Support tablette repas seul  
pour SWANN  
FA018S-D ou FA018S-G



Porte-rouleau de drap  
d'examen  
FA011




Gouttière pour  
prélèvement + Supports  
FA012 - FA012S



Hauteur variable électrique  
FA014



Hauteur variable avec Releveur  
FA014R



Pédale de déclive aux pieds  
bi-laterale  
FA017




Accoudoirs escamotables  
(la paire) 3 positions  
(FA014 obligatoire)  
FA015



Accoudoirs aluminium  
escamotables 2 positions  
FA015B



2 roues pivotantes a  
l'avant doubles galets  
avec freins Ø 100mm  
FA029



Blocage centralisé des  
roues arrières par pédale  
Ø 150 mm doubles galets  
FA026



Protection crystal amovible  
pour relève-jambes  
FA034



# TEXTILE URBAN M1


## GAMME CAREXIA




ABSINTHE




TOMATE




PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

## NUANCIER



### CLASSEMENT FEU


M1

Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm



Efficace contre  
les bactéries  
(MRSA)



Absence  
de solvants



Sans  
Phtalates



Abrasion  
martindale  
100000 cycles




Imperméable  
à l'eau




# VALENCIA M2


## APAISANT




GRAPHITE  
107-4003



TAUPE  
107-0034




SISAL  
107-1048




ROSÉ  
107-2114


## RAFRAICHISSANT



TITAN  
107-4042




NIGHT  
107-2108




TEAL  
107-2119

## ÉNERGISANT



OLIVE  
107-5001



NECTARINE  
107-6003



SAFRAN  
107-6012

## NUANCIER



CLASSEMENT FEU  
M2

COMPOSITION : Vinyl / Urethane Topcoat  
EPAISSEUR : 1,1mm

### FINITIONS ET TRAITEMENTS



Efficace contre  
les bactéries  
(MRSA)



Finition  
antistatique



Sans  
Phtalates



Abrasion  
martindale  
>300000 cycles



Finition anti-tâches  
et résistant aux  
tâches de sulfure

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.  
Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.  
Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.  
Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

[info@bmb-medical.com](mailto:info@bmb-medical.com)

100 Av. du Formans - CS 11001  
01604 TREVOUX Cedex  
FRANCE

[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)