

# DIUAN D'EXAMEN





## SOMMAIRE

Notre gamme "DIVAN D'EXAMEN" est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des manques en matière d'ergonomie, d'esthétique ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.



DIVIA



DIVIA MIXTE



NUANCIER



Stabilité

Usage intensif


Facile d'utilisation hauteur variable électrique



## DIVAN À HAUTEUR VARIABLE DIVIA

DIVIA est un divan d'examen à hauteur variable électrique, sur colonnes.

Le divan est particulièrement adapté aux services urgences et aux usages intensifs.



## DIMENSIONS DIVIA

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	205 cm	75 à 85 cm	46 à 86 cm
COUCHAGE	65 x 200 cm ou 75 x 200 cm		
INCLINAISON RELEVÉ-BUSTE	0 à 90°		

POIDS PRODUIT : 80 Kg  
POIDS MAX PATIENT : 185 Kg  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 250 Kg



Notre gamme "DIVAN D'EXAMEN" est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Divan d'examen à hauteur variable électrique sur colonnes.

- Hauteur variable électrique : 46 à 86 cm
- Proclive - déclive électrique (+/- 15°)
- Relève-buste 0 à 90° assisté par 2 vérins à gaz.
- Couchage 2 sections : 65 x 200 cm ou 75 x 200 cm
- Sellerie plate de densité 35 kg/m<sup>3</sup> - Epaisseur 6,5 cm
- Structure acier très résistante revêtement époxy coloris gris clair
- Châssis composé de deux colonnes électriques assurant une grande stabilité au divan
- Capot de protection de châssis
- Télécommande manuelle
- 4 roues double galets à frein indépendant Ø 125 mm
- Support rouleau drap d'examen côté tête
- Revêtement jersey enduit PVC antibactérien et non feu M1



Télécommande manuelle




Proclive - déclive électrique (+/- 15°)

Hauteur variable électrique : 46 à 86 cm



Support rouleau drap d'examen côté tête



### Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



ABSINTHE



TOMATE



PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

URBAN  
Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm  
Efficace contre les bactéries (MRSA)  
Sans Phtalates  
Absence de solvants  
Abrasion martindale 100 000 cycles  
Imperméable à l'eau



CLASSEMENT FEU  
M1

ACCESSOIRES



Système antistatique  
DVRA



Roues Ø 125 mm  
à commande centralisée  
DVRS1



Roues Ø 150 mm double  
galets à commande centralisée  
DVRS2



Relève-buste électrique  
DVRBE



Télécommande sans fil (en plus  
de la télécommande filaire)  
DVTSF



Commande par pédale (en plus de la  
télécommande filaire) Si l'on choisi  
DVTAP et DVTSF, alors la télécommande  
filaire manuelle de base est supprimée  
DVTAP



Barrières latérales  
escamotables (la paire)  
DVBR




Support étaux (la paire)  
DVSE




Etau pour fixation d'étriers, de  
gouttières ou de support jambes  
(la paire) (DVSE obligatoire)  
DVETU



Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)  
DVET



Supports jambes (la paire) (DVETU  
obligatoire)  
DVVSJ




Tige porte sérum amovible 2 cro-  
chets, réglage par molette  
(DVTSR obligatoire)  
TSR2

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DVRA	Système antistatique
DVRS1	Roues Ø 125 mm à commande centralisée
DVRS2	Roues Ø 150 mm double galets à commande centralisée
DVRBE	Relève-buste électrique
DVTSF	Télécommande sans fil (en plus de la télécommande filaire)
DVTAP	Commande par pédale (en plus de la télécommande filaire) Si l'on choisi DVTAP et DVTSF, alors la télécommande filaire manuelle de base est supprimée
DVBR	Barrières latérales escamotables (la paire)
DVSE	Support étaux (la paire)
DVETU	Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de support jambes (la paire) (DVSE obligatoire)
DVET	Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (DVETU obligatoire)
DVSJ	Supports jambes (la paire) (DVETU obligatoire)
DVHSJ	Housses pour supports jambes (la paire)
DVTSR	Etaux support tige porte sérum (la paire) (DVSE obligatoire)
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (DVTSR obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (DVTSR obligatoire)
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
DVPC7	Protection crystal pour divan largeur 65 cm
DVPC8	Protection crystal pour divan largeur 75 cm
DVBBA	Batterie d'autonomie
DVLAMP	Lampe d'examens (DVETU et DVSE obligatoire)
EQUI	Prise d'équipotentialité
DVRT	Rails techniques latéraux



Coussin repose-tête confort gris  
ACC-CTG



Lampe d'examens (DVETU obligatoire)  
DVLAMP



Usage intensif

Polyvalent adapté aux examens gynécologiques

Facile d'utilisation Relève-buste et hauteur variable électriques



## DIVAN ÉLECTRIQUE GYNÉCO DIVIA MIXTE

DIVIA est un divan d'examens gynécologiques à hauteur variable électrique, sur colonnes.

Il dispose d'un deuxième relève-buste intermédiaire à commande électrique, pour les examens gynécologiques.



# DIVIA MIXTE

## DIMENSIONS DIVIA MIXTE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	178 cm	75 à 85 cm	46 à 86 cm
COUCHAGE	65 x 178 cm ou 75 x 178 cm		
INCLINAISON RELEVÉ-BUSTE	0 à 80°		

POIDS PRODUIT : 90 Kg  
POIDS MAX PATIENT : 185 Kg  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 250 Kg




PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme "DIVAN D'EXAMENS" est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Divan d'exams à hauteur variable pour exams gynécologiques.

- Hauteur variable électrique : 46 à 86 cm
- Proclive - déclive électrique (+/- 15°)
- Relève-buste 0 à 80° à commande électrique
- Couchage 3 sections : 65 x 178 cm ou 75 x 178 cm
- Sellerie plate de densité 35 kg/m3. Epaisseur 6,5 cm
- Structure acier très résistante revêtement époxy coloris gris clair
- Châssis composé de deux colonnes électriques assurant une grande stabilité au divan
- Capot de protection de châssis
- Télécommande manuelle
- 4 roues double galets à frein indépendant Ø 125 mm
- Support rouleau drap d'examen côté tête
- Revêtement jersey enduit PVC antibactérien et non feu M1



Télécommande manuelle




Proclive - déclive électrique (+/- 15°)

Hauteur variable électrique : 46 à 86 cm



Support rouleau drap d'examen côté tête



### Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



ABSINTHE



TOMATE



PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

URBAN  
Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm  
Efficace contre les bactéries (MRSA)  
Sans Phtalates  
Absence de solvants  
Abrasion martindale 100 000 cycles  
Imperméable à l'eau



CLASSEMENT FEU  
M1

ACCESSOIRES



Système antistatique  
DVRA



Roues Ø 125 mm  
à commande centralisée  
DVR1



Roues Ø 150 mm double  
galets à commande centralisée  
DVR2



Télécommande sans fil (en plus  
de la télécommande filaire)  
DVSF



Commande par pédale (en plus de la  
télécommande filaire) SI l'on choisi  
DVTAP et DVSF, alors la télécommande  
filaire manuelle de base est supprimée  
DVTAP



Barrières latérales  
escamotables (la paire)  
DVBR



Support étaux (la paire)  
DVSE



Etau pour fixation d'étriers, de  
gouttières ou de support jambes  
(la paire) (DVSE obligatoire)  
DVETU



Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)  
DVET



Supports jambes (la paire) (DVETU  
obligatoire)  
DVSJ




Tige porte sérum amovible 2 crochets,  
réglage par molette  
(DVTSR obligatoire)  
TSR2




Coussin repose-tête confort gris  
ACC-CTG

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DVRA	Système antistatique
DVR1	Roues Ø 125 mm à commande centralisée
DVR2	Roues Ø 150 mm double galets à commande centralisée
DVSF	Télécommande sans fil (en plus de la télécommande filaire)
DVTAP	Commande par pédale (en plus de la télécommande filaire) SI l'on choisi DVTAP et DVSF, alors la télécommande filaire manuelle de base est supprimée
DVBR	Barrières latérales escamotables (la paire)
DVSE	Support étaux (la paire)
DVETU	Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de support jambes (la paire) (DVSE obligatoire)
DVET	Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (DVETU obligatoire)
DVSJ	Supports jambes (la paire) (DVETU obligatoire)
DVHSJ	Housses pour supports jambes (la paire)
DVTSR	Etaux support tige porte sérum (la paire) (DVSE obligatoire)
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (DVTSR obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (DVTSR obligatoire)
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
DVBBA	Batterie d'autonomie
DVLAMP	Lampe d'exams (DVETU et DVSE obligatoire)
DVMB	Bac de récupération ( Peut contenir jusqu'à 0,4 Litre)
EQUI	Prise d'équipotentialité
DVRT	Rails techniques latéraux



Lampe d'exams  
(DVETU obligatoire)  
DVLAMP



Bac de récupération  
DVMB





# TEXTILE URBAN M1


## GAMME DIVIA




ABSINTHE




TOMATE




PENSÉE



FUCHSIA




PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

## NUANCIER



### CLASSEMENT FEU


M1

Petit grain mat et fin au toucher doux.  
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC 85 % / Coton 15 %  
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm



Efficace contre  
les bactéries  
(MRSA)



Absence  
de solvants



Sans  
Phtalates



Abrasion  
martindale  
100 000 cycles



Imperméable  
à l'eau

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.  
Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.  
Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.  
Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

[info@bmb-medical.com](mailto:info@bmb-medical.com)

100 Av. du Formans - CS 11001  
01604 TREVOUX Cedex  
FRANCE

[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)